

Les vibrations relaxantes du PSiO-TRANS induisent une vasodilatation des vaisseaux sanguins. La vibration relaxante qui pénètre tout le corps en profondeur va donc avoir des effets bénéfiques sur la circulation sanguine, la tension artérielle et la santé cardiovasculaire en général.

La vibration relaxante et le plaisir sensoriel que procure le PSiO-TRANS induisent immédiatement une stimulation du système nerveux parasympathique qui va ainsi provoquer l'ouverture de la microcirculation. Plus de sang circule alors dans les micro-vaisseaux.

Cette vasodilatation joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé des tissus et des organes, car elle permet la livraison d'oxygène et de nutriments essentiels aux cellules, tout en éliminant les déchets métaboliques et en régulant la température corporelle.

L'onde vibrante du PSiO-TRANS résonne dans tous les tissus jusqu'au niveau cellulaire et se propage donc à toutes les structures organiques qui constituent le corps humain, y compris au niveau de la peau.

Ceci explique cette sensation de bien-être global mais aussi cette impression de chaleur dans le dos qui repose sur la table.

Les vibrations corporelles peuvent aussi avoir un effet analgésique grâce à ces mécanismes.

Douceur des mains

Florence DRAN

5 boulevard Henri Martin
02100 Saint-Quentin

Tel : 06.72.33.13.30

contact@douceurdesmains.com

www.douceurdesmains.com

Siret : 798 358 776 000 10

Ces entreprises me font confiance !




Demandez-moi un devis !



Le PSiO-TRANS EN ENTREPRISE

Tout est Vibration !

La vibration est synonyme de vie :
fréquences lumineuses, auditives,
sensitives, électromagnétiques ...
Tout est information, tout est
fréquence, tout est ondes, tout est
énergie, tout est vibration.



douceurdesmains.com

Le système vibro-acoustique PSIO-TRANS révolutionne le bien-être grâce à une technologie innovante qui favorise relaxation et récupération.

C'est un système vibro-acoustique installé sous la table de massage afin de ressentir physiquement les vibrations de la musique... et ses bienfaits !

Deux transducteurs transforment la table de massage en un haut-parleur sur lequel le sujet se trouve étendu.

Et là, l'harmonisation et la relaxation ne sont plus les mêmes du tout : les vibrations musicales se propagent dans tout le corps et génèrent une forme de massage profond des tissus mous et du squelette.

La science vibro-acoustique permet de produire des sons et des vibrations à partir d'un enregistrement spécialement calibré par ingénierie sonore. Ces sons génèrent ensuite des ondes vibratoires.

Ceci amène une sensation de plaisir intense d'une part et un rééquilibrage des tensions des muscles moteurs et des viscères, d'autre part. L'harmonisation des sons et des vibrations génèrent un retour à un état normal.

Quand on utilise le PSiO-TRANS, il n'y a pas qu'un seul voyage, il est donc intéressant de tester les enregistrements qui font le plus d'effet, étant entendu que chaque personne est différente et donc réceptive différemment à chaque programme.

Public ciblé et bénéfices

Le PSIO-TRANS s'adresse à tous les âges, y compris les nourrissons et les enfants.

Il apporte aux utilisateurs des avantages en terme de réduction du stress, d'amélioration de la relaxation musculaire, de la circulation sanguine à tous niveaux.

Il offre un soutien holistique pour le corps et l'esprit, essentiel dans le rythme de vie moderne.

Il n'existe pas de contre-indications connues actuellement.

Association avec les lunettes PSiO

Les lunettes PSiO s'intègrent parfaitement au système de relaxation, enrichissant l'expérience avec une luminothérapie PSiO ciblée. Cette combinaison optimise les effets relaxants, permettant une synchronisation entre stimuli visuels et sonores.

Stimulis vibrants de basses fréquences

La technologie du PSiO-TRANS utilise des vibrations de basses fréquences pour induire une relaxation profonde. Ces stimuli favorisent non seulement le relâchement musculaire, mais améliorent également la circulation sanguine et la déconnexion mentale.

Programmes inclus dans le PSIO-TRANS

- Les 19 programmes audio-camets (vibrations seulement, pour le smartphone PSIO TRANS) remastérisés en format de qualité fréquentielle sonore sont inclus dans le PSIO TRANS.
- Deux fichiers généraux en lumière bleue, 30 ou 45 mn, en mode stimulant pour les lunettes PSiO, proposant une stimulation du type « hyper sieste » (stimulant l'horloge biologique).
- Deux fichiers généraux en lumière rouge, 30 ou 45 min, en mode relaxant pour les lunettes PSiO pour s'adapter à tous les titres vibro-acoustique : color hyper sieste en mode stimulant ou color relax en mode relaxant.

Ceci permet de bénéficier en bonus d'une synchronisation avec les audio-camets choisis et d'obtenir une stimulation à la fois lumineuse, sonore et kinesthésique.

Par ailleurs, les 4 fichiers généraux COLOR à base de bleu et/ou de rouge permettent d'utiliser les lunettes PSiO en même temps que les titres vibro-acoustiques MUSIC.

